



巴德爾醫療輔具

☎ 06-5899061

☎ 06-5899060

🌐 www.baldur.com.tw

✉ sales@baldur.com.tw

📍 台南市新市區光華街5-56號

iOpen居家復健手(動動手) 產品使用說明書



產品結構



穿戴說明&細節調整



← 掃QR Code即可觀看
使用穿戴說明以及
細節調整步驟影片~

內容物 -依官網最終公告為主-

*主體X1、鋼絲*2組(2種強度各一組)、替換用綁帶*1組、替換用襯墊*1組、說明書、保固卡。

用途效能

- *適合手掌可自行打開，
手部張力較弱之患者使用。
- *透過鋼絲彈力提供患者手部正確的動作回饋，
可作為居家用的手部訓練輔具。

清洗方式

- *建議使用濕抹布或酒精擦拭並自然風乾即可。

注意事項

- *請依照說明影片指示穿戴，以達到產品完整功效。
- *此產品初次穿戴以不超過30分鐘為原則，
適應後可漸漸延長時間。
- *鋼絲彎曲後回彈具有一定強度之力道，使用時
及卸下時請與臉部保持適當距離，避免受傷。
- *每次使用後請檢查手部皮膚壓力狀況(紅腫破皮)。
- *有任何不適情況產生時，應立即停止使用，
請詢問專業醫療人員或致電本公司詢問。

不建議使用

- *手部關節僵硬變形，有角度受限情形時。
- *嚴重末梢肢體循環障礙(嚴重水腫、感覺異常)。